

# Omiderm<sup>TM</sup>

Redução da dor  
Otimização da cicatrização  
Remoção atraumática  
Interativo

Um produto voltado à  
reconstrução epidérmica  
o qual se assemelha  
à pele humana.

CE<sub>1783</sub>

VALIDADE  
3 ANOS



**ESTERILIZAÇÃO**  
RAIO GAMA  
COBALTO 60

# Omiderm<sup>TM</sup>

RETICULADO



## FLEXÍVEL E DE FÁCIL APLICAÇÃO

Adaptação aos contornos e resistência aos movimentos do corpo, sem necessidade de adesivos.



## INDICAÇÕES

- Queimaduras de 1º e 2º grau
- Úlceras
- Ferimentos com leve ou moderado exsudato ou sangramento
- Ferimentos cirúrgicos
- Áreas doadoras e receptoras (enxerto) de pele
- Pós peeling químico/mecânico
- Re-construção com laser ou plástica reparadora ou qualquer tipo de lesão em fase de granulação

## DESCRIÇÃO

- Película laminada, com ranhuras de 4mm, com distância de 2mm umas das outras.
- Composto por poliuretano, enxertado de acrilamida e metacrilato de hidroximetila.

## Tamanhos

5cm x 7cm	Bandagem
8cm x 10cm	Bandagem
18cm x 10cm	Bandagem
21cm x 31cm	Bandagem
23cm x 39cm	Bandagem
60cm x 10cm	Bandagem

ANVISA nº 80192450021