



- A** - Tampa protetora de esterilização
- B** - Conector universal para sondas uretro-vesicais com ponto de coleta para amostra
- C** - Sistema corta-fluxo com pinça ou Clamp
- D** - Tubo Extensor
- E** - Tira de deambulação do paciente
- F** - Espiral protetor
- G** - Alça de sustentação ao leito
- H** - Câmara de Pasteur flexível
- I** - Filtro de ventilação
- J** - Suporte com válvula anti-refluxo
- K** - Identificação do usuário
- L** - Bolsa com duas capacidades (500ml e 1000ml) graduada a cada 25ml.
- M** - Dispositivo para acomodação do tubo de saída
- N** - Tubo de esvaziamento (saída) com pinça ou clamp