

BioFlow



Sistema Fechado
para Drenagem
por Sucção



**Medical
BRASIL**

**A delicadeza nas
drenagens e com a
excelência do
resultado.**



Cilíndrico
10 Fr, 15 Fr,
19 Fr e 24 Fr



**Cilíndrico
Canelado**
10 Fr, 15 Fr,
19 Fr e 24 Fr



Baixo Perfil
7mm e 10mm.



CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDICAÇÃO

Conjunto para aspiração por sucção contínua no pós-operatório

DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo por pressão negativa
 - Reservatório tipo bulbo(pera) com capacidades para 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 300ml e 400ml, em silicone que confere uma maior transparência e maleabilidade
 - Cânula(trocater) de aço
 - Válvula anti-refluxo
 - Drenos (figuras com medidas ao lado)
 - Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
 - Isento de látex
 - Esterilizado em ETO
-
- ANVISA nº 80192450014 - *Sistema de Drenagem Fechado em Silicone*
 - ANVISA nº 80192450020 - *Sistema de Drenagem Fechado em Silicone Só Dreno*
 - ANVISA nº 80192450019 - *Sistema de Drenagem Fechado em Silicone Só Reservatório*
 - ANVISA nº 80192450022 - *Sistema de Drenagem Fechado em PVC Só Reservatório*

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br