

BioFlow

Plus

Sistema Fechado
para Drenagem
por Sucção

3 Medical BRASIL

ANVISA
número 80192459003

**O dobro de conforto
nas drenagens com a
delicadeza de um bom
resultado**

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

INDICAÇÃO

Conjunto para aspiração por sucção contínua no pós-operatório

DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo por pressão negativa
- Reservatório tipo bulbo(pera) com capacidades para 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 300ml e 400ml, em silicone que confere uma maior transparência e maleabilidade
- Bolsa auxiliar com capacidade de 700ml
- Cânula(trocater) de aço
- Válvula anti-refluxo
- Conector com válvula luer lock
- Drenos
- Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
- Isento de látex
- Esterilizado em ETO

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br