

# BioFlow

Plus

Sistema Fechado  
para Drenagem  
por Sucção

## 3 Medical BRASIL

ANVISA  
número 80192459003

**O dobro de conforto  
nas drenagens com a  
delicadeza de um bom  
resultado**

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

### INDICAÇÃO

Conjunto para aspiração por sucção contínua no pós-operatório

### DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo por pressão negativa
- Reservatório tipo bulbo(pera) com capacidades para 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 300ml e 400ml, em silicone que confere uma maior transparência e maleabilidade
- Bolsa auxiliar com capacidade de 700ml
- Cânula(trocater) de aço
- Válvula anti-refluxo
- Conector com válvula luer lock
- Drenos
- Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
- Isento de látex
- Esterilizado em ETO

MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda  
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe  
CEP 53413 000 - Paulista PE  
Fone/Fax (81) 3372 8686  
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90  
[www.medicalbrasil.com.br](http://www.medicalbrasil.com.br)  
[sac@medicalbrasil.com.br](mailto:sac@medicalbrasil.com.br)

Siga-nos nas redes sociais:

