

BioDreno




Sistema Fechado
para Drenagem
por Sucção



3 Medical
BRASIL

Registro ANVISA 80192450005



CE 1783

PRODUTO
ESTERILIZADO
A ÓXIDO
DE ETILENO



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quando se busca uma drenagem com um alto poder de sucção e de forma contínua do início ao fim

INDICAÇÃO

Conjunto para aspiração por sucção contínua em sistema de molas para uso no pós-operatório

DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo em MOLAS
- Reservatório de 400ml com 3 ou 4 molas
- Cânula(trocater) de aço
- Drenos: 3.2, 4.8 e 6.4mm, radiopaco e multiperfurado
- Conector em "Y", duas vias
- Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
- Isento de látex
- Esterilizado em ETO

MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br

Siga-nos nas redes sociais:

