

Sistema Fechado
para Coleta
e Aferição de
Volume Urinário

ANVISA nº 80192450015

BioUrine
Absolut **INFANTIL**

**Crianças também podem
enfrentar enfermidades
prolongadas que demandam
internações e cuidados no leito e
assim precisam de produtos
desenvolvidos especialmente para
eles e para cada faixa etária**



INDICAÇÃO

Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical

DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade de 1.000ml e 500ml graduada a partir de 25ml
- Câmara de Pasteur flexível
- Válvula anti-refluxo
- Filtro de ar bacteriológico e hidrofóbico
- Conector universal com ponto de coleta e membrana autocatrizante
- Válvula de drenagem com coldre protetor
- Espiral
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO

MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br



PRODUTO
ESTERILIZADO
A ÓXIDO
DE ETILENO

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:

