

# BioBag

Sistema Fechado  
para Coleta e Aferição  
de Volume Urinário

**Medical  
BRASIL**



ANVISA número 80192450001

**Em muitas situações o uso de um coletor de urina torna-se indispensável, seja por necessidade no internamento ou condição clínica com a qual o paciente tem que conviver**

#### INDICAÇÃO

Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

#### DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade de 2.000ml, graduada a partir de 25ml
- Válvula anti-refluxo
- Conector universal com ponto de coleta e membrana autocicatrizante
- Válvula de drenagem com coldre protetor.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

PRODUTO  
ESTERILIZADO  
A ÓXIDO  
DE ETILENO

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda  
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe  
CEP 53413 000 - Paulista PE  
Fone/Fax (81) 3372 8686  
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90  
[www.medicalbrasil.com.br](http://www.medicalbrasil.com.br)  
[sac@medicalbrasil.com.br](mailto:sac@medicalbrasil.com.br)