



- A** - Tampa protetora de esterilização
- B** - Conector universal para sondas uretro-vesicais com ponto de coleta para amostra
- C** - Sistema corta-fluxo com pinça ou Clamp
- D** - Tubo Extensor
- E** - Tira de deambulação do paciente
- F** - Alça de sustentação ao leito
- G** - Câmara de Pasteur flexível
- H** - Filtro de ventilação
- I** - Suporte com válvula anti-refluxo
- J** - Bolsa com capacidade até 2000ml, graduada para volumes maiores a cada 100ml. Se menor, a cada 25ml.
- K** - Identificação do usuário
- L** - Dispositivo para acomodação do tubo de saída (Coldre)
- M** - Tubo de esvaziamento (saída) com pinça ou clamp

BioUrine 

**COLETOR DE URINA
POR SISTEMA FECHADO**