

BioVac

Sistema Fechado
para Drenagem
por Sucção

3 Medical
BRASIL

ANVISA número 80192450016



**Aquela
tranquilidade que
se precisa nas
drenagens do
pós-operatório**

INDICAÇÃO

Conjunto para aspiração por sucção contínua com sistema sanfonado no pós-operatório.

DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo sanfonado
- Reservatório de 600ml em PE (polietileno)
- Cânula(trocater) de aço
- Drenos: 3.2, 4.8 e 6.4mm, radiopaco e multi perfurado
- Conector em "Y", duas vias
- Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
- Isento de látex
- Esterilizado em ETO

PRODUTO
ESTERILIZADO
A ÓXIDO
DE ETILENO

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br