



- A** Sistema de fixação ao leito ou para deambulação do paciente
- B** Saída de ar com filtro.
- C** Saída opcional para conexão.
- D** Saída para conexão
- E** Tampa de vedação através de rosca com 2 ou 3 saídas
- F** Tubo de Mariot (interno)
- G** Frasco reservatório - capacidade: 250/500/1000/1500 e 2000ml
- H** Suporte para posicionamento vertical (2000, 1500 e 1000ml)

BioKit

**FRASCO PARA
DRENAGEM MEDIASTINAL**