


Sistema Fechado
para Coleta e Aferição
de Volume Urinário



ANVISA nº 80192450017

Biobaby

Quando se precisa de uma
delicadeza e uma precisão nos
cuidados do recém-nascido e
também dos prematuros

INDICAÇÃO

Coleta e mensuração de diurese horária do paciente neonato sob cateterismo vesical.

DESCRIÇÃO

- Câmara rígida para uma medida mais precisa, com capacidade de 150ml graduada a cada 5ml
- Válvula anti-refluxo
- Filtro de ar bacteriológico
- Conector universal
- 2 pontos de coleta com membrana autocicatrizante
- Válvula de drenagem com coldre protetor
- Livre de látex



PRODUTO
ESTERILIZADO
A ÓXIDO
DE ETILENO

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br