



- A** - Tampa da válvula de saída
- B** - Válvula de saída
- C** - Clamp ou pinça (corta-fluxo)
- D** - Tubo extensor
- E** - Câmara com capacidade de 150ml graduada a cada 5ml
- F** - Saída de ar com tampa e filtro bacteriológico
- G** - Sistema de fixação ao leito
- H** - Ponto para coleta de amostra
- I** - Tubo extensor
- J** - Pinça corta fluxo tipo rolete
- L** - Ponto para coleta de amostra
- M** - Conector universal
- N** - Tampa de conector universal

Biobaby

**COLETOR DE URINA
SISTEMA FECHADO**