

# BioKit

Sistema Fechado  
para Drenagem  
Mediastinal

 **Medical  
BRASIL**

ANVISA número 80192450004



**Dreno de sistema fechado  
com reservatório para uso em  
procedimentos cirúrgicos que  
necessitam de drenagem por  
gravidade, na região do  
mediastino**

#### INDICAÇÃO

Quando houver necessidade de drenar água, pus, sangue ou ar no pulmão em (procedimentos clínicos), cirurgias pulmonares, cardíacas e torácicas

#### DESCRIÇÃO

- Sistema de drenagem por pressão negativa e por gravidade
- Reservatório: 250ml, 500ml, 1000ml, 1500ml e 2000ml
- Drenos: nº 08 ao nº 40
- Tampa com três vias
- Tubo extensor com pinça ou clamp corta-fluxo
- Isento de látex
- Esterilizado em ETO



CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda  
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe  
CEP 53413 000 - Paulista PE  
Fone/Fax (81) 3372 8686  
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90  
[www.medicalbrasil.com.br](http://www.medicalbrasil.com.br)  
[sac@medicalbrasil.com.br](mailto:sac@medicalbrasil.com.br)