

BioUrine®

Sistema Fechado
para Coleta e Aferição
de Volume Urinário

**Medical
BRASIL**

ANVISA
número 80192450002



Quando o uso do coletor de urina torna-se indispensável e se pode ter mais tranquilidade e discrição.

INDICAÇÃO

Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade de 2.000ml, graduada a partir de 25ml
- Câmara de Pasteur flexível
- Válvula anti-refluxo
- Filtro de ar bacteriológico e hidrofóbico
- Conector universal com ponto de coleta e membrana autocicatrizante
- Válvula de drenagem com coldre protetor
- Livre de látex
- Esterilizado em ETO

PRODUTO
ESTERILIZADO
A ÓXIDO
DE ETILENO

CE 1783



INDÚSTRIA BRASILEIRA

Siga-nos nas redes sociais:



MB - Indústria de Produtos Hospitalares Ltda
Rodovia BR 101 Norte - Km 56,7 - Paratibe
CEP 53413 000 - Paulista PE
Fone/Fax (81) 3372 8686
CNPJ (MF) 03.917.989/0001-90
www.medicalbrasil.com.br
sac@medicalbrasil.com.br