



- A** - Tampa protetora de esterilização
- B** - Conector universal para sondas uretro-vesicais com ponto de coleta para amostra
- C** - Pinça ou Clamp (corta-fluxo)
- D** - Tubo Extensor
- E** - Tira de deambulação do paciente
- F** - Alça de sustentação ao leito
- G** - Válvula anti-refluxo
- H** - Identificação do usuário
- I** - Dispositivo para acomodação do tubo de saída (Coldre)
- J** - Bolsa com capacidade até 2000ml, graduada para volumes maiores a cada 100ml. Volume menor, a cada 25ml (Bio Bag Plus)
- K** - Tubo de esvaziamento (saída) com pinça ou clamp

 **BioBag**

**COLETOR DE URINA
POR SISTEMA FECHADO**